



PRODUCTINFORMATIE EPI COMFORT PLUS



Dutch

Omschrijving: Pro Orthic Epi Comfort Plus is een anatomisch geweven elleboogverband met mediale en laterale siliconen pads en speciaal gebreide delen in de elleboogbocht. Zorgt voor een proprioceptief effect en maakt een sneller genezingsproces mogelijk. De klittenbandsluiting biedt extra steun en compressie.

Maatvoering:

MAAT	ELLEBOOGOMTREK	ART.NR.
S	22 - 24 cm	PO 31307 S
M	24 - 26 cm	PO 31307 M
L	26 - 28 cm	PO 31307 L
XL	28-30 cm	PO 31307 XL
XXL	30 - 32 cm	PO 31307 XXL



Indicaties: Epicondylalgia lateralis (voorheen epicondylitis lateralis, ook wel tenniselleboog genoemd), Epicondylalgia medialis (golferseleboog), Overbelasting letsels, Artrose

Gebruiksaanwijzing:

- Schuif de brace over de elleboog.
- Plaats de pad op het deel van de spierbuis het dichtst bij de elleboog, zorg ervoor dat de pees vrij blijft. (Gebruikelijk wordt de pad rond 5 centimeter onder het scharnierpunt van de elleboog geplaatst)
- Sluit de klittenbandsluitingen om de gewenste compressie te bereiken. Let erop dat de brace niet te strak zit. Te veel compressie kan een verminderde doorbloeding veroorzaken.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het

product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION EPI COMFORT PLUS



English

Description: Pro Orthic Epi Comfort Plus is an anatomically woven elbow bandage with medial and lateral silicone pads and specially knitted areas in the elbow bend. Provides a proprioceptive effect and allows a faster healing process. The Velcro closure provides extra support and compression.

Sizing:

MAAT	ELBOW SIZE	ART.NR.
S	22 - 24 cm	PO 31307 S
M	24 - 26 cm	PO 31307 M
L	26 - 28 cm	PO 31307 L
XL	28 - 30 cm	PO 31307 XL
XXL	30 - 32 cm	PO 31307 XXL



Indications: Epicondylalgia lateralis (formerly epicondylitis lateralis, also called tennis elbow), Epicondylalgia medialis (golfer's elbow, Overuse injuries, Osteoarthritis)

Manual:

- Slide the brace over the elbow.
- Place the pad on the part of the muscle belly closest to the elbow, making sure the tendon remains free. (Usually the pad is placed about 5 centimeters below the hinge point of the elbow)
- Close the Velcro fasteners to achieve the desired compression. Make sure that the brace is not too tight. Too much compression can cause reduced blood flow.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your physician. The product should be installed by a

trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT EPI COMFORT PLUS



French

Description: Pro Orthic Epi Comfort Plus est un bandage de coude tissé anatomiquement avec des coussinets en silicone médial et latéral et des zones spécialement tricotées dans le coude du coude. Fournit un effet proprioceptif et permet un processus de guérison plus rapide. La fermeture Velcro offre un soutien et une compression supplémentaires.

Dimensionnement:

DIMENSION	TOUR DE COUDE	ART.NR.
S	22 - 24 cm	PO 31307 S
M	24 - 26 cm	PO 31307 M
L	26 - 28 cm	PO 31307 L
XL	28 - 30 cm	PO 31307 XL
XXL	30 - 32 cm	PO 31307 XXL



Indications: Epicondylalgie lateralis (anciennement epicondylitis lateralis, aussi appelé tennis elbow), Epicondylalgie medialis (coude du golfeur, Blessures de surutilisation, Arthrose

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Manuel d'utilisation:

1. Faites glisser le brace sur le coude.

2. Placez le coussinet sur la partie du ventre musculaire la plus proche du coude, en vous assurant que le tendon reste libre. (Habituellement, le coussin est placé à environ 5 centimètres sous le point de charnière du coude)

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION EPI COMFORT PLUS



Deutsch

die Beschreibung: Pro Orthic Epi Comfort Plus ist eine anatomisch gewebte Ellenbogenbandage mit medialen und lateralen Silikonpolstern und speziell gestrickten Bereichen in der Ellenbogenbeuge. Bietet eine propriozeptive Wirkung und ermöglicht einen schnelleren Heilungsprozess. Der Klettverschluss bietet zusätzlichen Halt und Kompression.

die Bemessung:

GRÖSSE	ELLBOGENUMFANG	ART.NR.
S	22 - 24 cm	PO 31307 S
M	24 - 26 cm	PO 31307 M
L	26 - 28 cm	PO 31307 L
XL	28 - 30 cm	PO 31307 XL
XXL	30 - 32 cm	PO 31307 XXL



Indikationen: Mediale und laterale Epicondylitis, (Osteo Arthritis, Tenosynovitis

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Gebrauchsanweisung:

1. Schieben Sie die Brace über den Ellenbogen

2. Legen Sie das Polster auf den Teil des Muskelbauches, der dem Ellenbogen am nächsten liegt, und achten Sie darauf, dass die Sehne frei bleibt. (Normalerweise wird das Polster etwa 5 Zentimeter unterhalb des Gelenkpunktes des Ellenbogens platziert)

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

3. Schließen Sie die Klettbänder, um die gewünschte Kompression zu erreichen. Achten Sie darauf, dass die Klammer nicht zu eng ist. Eine zu starke Kompression kann zu einer verminderten Durchblutung führen.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden. Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan.

Waschanleitung:

