



PRODUCTINFORMATIE GENU AIRTEX



Dutch

Omschrijving: De Pro Orthic Genu Airtex is een kniebrace voor lichte knieondersteuning. Helpt pijn te verlichten en de patella te stabiliseren.

Maatvoering:

MAAT	ART.NR.
ÉÉN MAAT	PO 31603-ES



Indicaties: Milde verstuikingen van de meniscus of kruisband, zwakke of overbelaste knie, artrose, artritis

Gebruiksaanwijzing:

1. Strek de knie en plaats de siliconen ring om de knieschijf.
2. Bevestig eerst de middelste riem. Zorg voor voldoende compressie, maar vermijd te strak rond de achterkant van de knie.
3. Maak vervolgens de bovenste riem vast.
4. Als laatste wordt de onderste riem bevestigd. Zorg er bij deze twee banden voor dat de banden niet te strak om het heen zitten.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het

product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION GENU AIRTEX



English

Description:

The Pro Orthic Genu Airtex is a knee brace for light knee support. Helps relieve pain and stabilize the patella.

Sizing:

SIZE	ART.NR.
ONE SIZE	PO 31603-ES



Indications: Mild meniscus or cruciate ligament sprains, weak or overstretched knee, osteoarthritis, arthritis

Manual:

1. Extend the knee and place the silicone ring around the kneecap.
2. Attach the middle strap first. Provide adequate compression, but avoid getting too tight around the back of the knee.
3. Then fasten the top strap.
4. Finally the lower strap is attached. With these two straps, make sure that the straps are not too tight around the leg.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your physician. The product should be installed by a

trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT GENU AIRTEX



French

Description:

Le Pro Orthic Genu Airtex est un brace de genou pour un soutien léger du genou. Aide à soulager la douleur et à stabiliser la rotule.

Dimensionnement:

DIMENSION	ART.NR.
UNE DIMENSION	PO 31603-ES



Indications: Entorses légères du ménisque ou des ligaments croisés, genou faible ou ébré, arthrose, arthrite

Manuel d'utilisation:

1. Étendez le genou et placez l'anneau en silicone autour de la rotule.
2. Attachez d'abord la sangle du milieu. Offrez une compression adéquate, mais évitez de trop serrer l'arrière du genou.
3. Attachez ensuite la sangle supérieure.
4. Enfin, la sangle inférieure est attachée. Avec ces deux sangles, assurez-vous que les sangles ne sont pas trop serrées autour de la jambe.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION GENU AIRTEX



Deutsch

die Beschreibung:

Die Pro Orthic Genu Airtex ist eine Kniebrace zur leichten Knieunterstützung. Hilft Schmerzen zu lindern und die Patella zu stabilisieren.

die Bemessung:

GRÖSSE	ART.NR.
EINE GRÖSSE	PO 31603-ES



Indikationen: Leichte Meniskus- oder Kreuzbandverstauchungen, Schwaches oder überdehntes Knie, Arthrose, Arthritis

Gebrauchsanweisung:

1. Strecken Sie das Knie und den Silikonring um die Kniescheibe legen.
2. Befestigen Sie zuerst den mittleren Riemen. Sorgen Sie für eine ausreichende Kompression, aber vermeiden Sie es, in der Kniekehle zu eng zu werden.
3. Dann den oberen Riemen befestigen.
4. Schließlich wird der untere Riemen befestigt. Achten Sie bei diesen beiden Riemen auch darauf, dass die Riemen nicht zu eng am Bein anliegen.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen

Ihres Arztes verwendet werden. Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan

Waschanleitung:

