



PRODUCTINFORMATIE GENU COMFORT



Dutch

Omschrijving: De Genu Comfort is een zacht gebreid knieverband om de mobiliteit te herstellen, pijn te verlichten, genezing te stimuleren en zwelling snel te laten verdwijnen. Beschermt het gewricht zonder de mobiliteit te beperken.

Maatvoering:

MAAT	KNIE OMVANG	ART.NR.
S	31 - 34 cm	PO 31701 S
M	34 - 37 cm	PO 31701 M
L	37 - 40 cm	PO 31701 L
XL	40 - 44 cm	PO 31701 XL
XXL	44 - 48 cm	PO 31701 XXL



Indicaties: Lichte instabiliteit van de knie, zwelling en pijn

Gebruiksaanwijzing:

- Schuif de Genu Comfort over uw knie en zorg ervoor dat de grijze vulling aan de voorkant van de knieschijf zit.
- Zorg ervoor dat de klem niet te strak zit. Overmatige compressie kan leiden tot een verminderde bloedstroom.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie

niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION GENU COMFORT



English

Description: The Genu Comfort is a soft knit knee bandage to restore mobility, relieve pain, promote healing and quickly resolve swelling. Protects the joint without restricting mobility.

Sizing:

MAAT	KNEE SIZE	ART.NR.
S	31 - 34 cm	PO 31701 S
M	34 - 37 cm	PO 31701 M
L	37 - 40 cm	PO 31701 L
XL	40 - 44 cm	PO 31701 XL
XXL	44 - 48 cm	PO 31701 XXL



Indications: Mild knee instability, swelling and pain

Manual:

- Push the Genu Comfort over your knee and make sure that the gray padding is on the front of the kneecap.
- Make sure the clamp is not too tight. Excessive compression can lead to decreased blood flow.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your physician. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided. This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT GENU COMFORT



French

Description: Le Genu Comfort est un bandage de genou en tricot doux pour restaurer la mobilité, soulager la douleur, favoriser la guérison et résoudre rapidement l'enflure. Protège l'articulation sans restreindre la mobilité.

Dimensionnement:

DIMENSION	TAILLE DU GENOU	ART.NR.
S	31 - 34 cm	PO 31701 S
M	34 - 37 cm	PO 31701 M
L	37 - 40 cm	PO 31701 L
XL	40-44 cm	PO 31701 XL
XXL	44 - 48 cm	PO 31701 XXL



Indications: Légère instabilité du genou, Gonflement et douleur

Manuel d'utilisation:

1. Poussez le Genu Comfort sur votre genou et assurez-vous que le rembourrage gris est sur le devant de la rotule.
2. Assurez-vous que la pince n'est pas trop serrée. Une compression excessive peut entraîner une diminution du flux sanguin.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité. Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION GENU COMFORT



Deutsch

die Beschreibung: Die Genu Comfort ist eine weich gestrickte Kniebandage zur Wiederherstellung der Beweglichkeit, zur Linderung von Schmerzen, zur Förderung der Heilung und zur schnellen Beseitigung von Schwellungen. Schützt das Gelenk, ohne die Beweglichkeit einzuschränken.

die Bemessung:

GRÖSSE	KNIEUMFANG	ART.NR.
S	31 - 34 cm	PO 31701 S
M	34 - 37 cm	PO 31701 M
L	37 - 40 cm	PO 31701 L
XL	40 - 44 cm	PO 31701 XL
XXL	44 - 48 cm	PO 31701 XXL



Indikationen: Leichte Knieinstabilität Schwellungen und Schmerzen

Gebrauchsanweisung:

1. Schieben Sie die Genu Comfort über das Knie und achten Sie darauf, dass das graue Polster vorne auf der Kniescheibe aufliegt.
2. Achten Sie darauf, dass die Klammer nicht zu eng ist. Eine zu starke Kompression kann zu einer verminderten Durchblutung führen.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan

Waschanleitung:

