



PRODUCTINFORMATIE JOINT 8



Dutch

Omschrijving: De Joint 8 vingerspalk is het ideale hulpmiddel om de kleine gewrichten van de vingers te stabiliseren of immobiliseren. De Joint 8 vingerspalk is ontworpen ter stabilisatie of immobilisatie van het PIP-gewricht of DIP-gewricht. De spalk is bovendien gemaakt met 1.6 mm doorschijnend plastic zonder naden. De randen zijn afgerond om meer comfort te bieden.

Maatvoering:

MAAT	VINGER OMTREK	ART.NR.
2 T/M 15	4.3 CM T/M 8.2 CM	SP W-51008



Indicaties: Misvormingen van de vinger, Triggervinger en Triggerduim, Laterale afwijking, Artritis, Vingerfracturen of Hypermobiliteit (Ehlers-Danlos-syndroom).

Gebruiksaanwijzing:

1. Met een simpele draai aan de spalk kan elke Joint-8 Finger Spalk worden gebruikt om bovenstaande blessures te behandelen.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommasses moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION JOINT 8



English

Description: Joint 8 Finger Splint is the ideal tool to stabilize or immobilize the small joints of the fingers. The Joint 8 Finger Splint is designed to stabilize or immobilize the PIP joint or DIP joint. The splint is also made with 1.6mm translucent plastic without seams. The edges are rounded to provide more comfort.

Sizes:

SIZES	FINGER SIZE	ART.NR.
2 - 15	4.3 CM - 8.2 CM	SP W-51008



Indications: Deformities of the Finger, Trigger Finger and Trigger Thumb, Lateral Deviation, Arthritis, Finger Fractures or Hypermobility (Ehlers-Danlos Syndrome)

Manual:

1. With a simple turn of the splint, any Joint-8 Finger Splint can be used to treat the above injuries.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your physician. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT JOINT 8

French



Description: Le Joint 8 Finger Splint est l'outil idéal pour stabiliser ou immobiliser les petites articulations des doigts. L'attelle commune à 8 doigts est conçue pour stabiliser ou immobiliser l'articulation PIP ou l'articulation DIP. L'attelle est également faite de plastique translucide de 1,6 mm sans coutures. Les bords sont arrondis pour plus de confort.

Dimensions:

DEMISSIONS	TAILLE DES DOIGTS	ART.NR.
2 - 15	4.3 CM - 8.2 CM	SP W-51008



Indications: Malformations du doigt, du doigt de déclenchement et du pouce de déclenchement, déviation latérale, arthrite, fractures des doigts ou hypermobilité (syndrome d'Ehlers-Danlos).

Manuel d'utilisation:

1. Avec une simple torsion de l'attelle, n'importe quelle attelle de doigt Joint-8 peut être utilisée pour traiter les blessures ci-dessus.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION JOINT 8

Deutsch



die Beschreibung: Die Joint 8 Finger Splint ist das ideale Werkzeug um die kleinen Fingergelenke zu stabilisieren oder zu immobilisieren. Die Gelenk-8-Finger-Schiene wurde entwickelt, um das PIP-Gelenk oder das DIP-Gelenk zu stabilisieren oder zu immobilisieren. Die Schiene besteht ebenfalls aus 1,6 mm transluzentem Kunststoff ohne Nähte. Die Kanten sind abgerundet, um mehr Komfort zu bieten.

die Bemessung:

GROSSE	FINGERUMFANG	ART.NR.
2 - 15	4.3 CM - 8.2 CM	SP W-51008



Indikationen: Deformitäten des Fingers, des Abzugsfingers und des Abzugsdaumens, seitliche Abweichung, Arthritis, Fingerfrakturen oder Hypermobilität (Ehlers-Danlos-Syndrom).

Gebrauchsanweisung:

1. Mit einer einfachen Drehung der Schiene kann jede Gelenk-8-Fingerschiene verwendet werden, um die oben genannten Verletzungen zu behandeln.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden. Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden. Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan.

Waschanleitung:

