



PRODUCTINFORMATIE MALLEO COMFORT



Dutch

Omschrijving: De Malleo Comfort is een ondersteunende en rustgevende ondersteuning voor pijnlijke enkels van ademend, klimaatvriendelijk gebreid materiaal. Anatomisch gevormd met speciaal gebreide delen op de flexiezone van de enkel. Zorgt voor compressie, verbetert de bloedsomloop, verlicht pijn en voorkomt stijfheid.

Maatvoering:

MAAT	MAAT ENKEL	ART.NR.
S	19 - 21 cm	PO 31704 S
M	21 - 23 cm	PO 31704 M
L	23 - 25 cm	PO 31704 L
XL	25-27 cm	PO 31704 XL
XXL	27 - 29 cm	PO 31704 XXL



Indicaties: Verstuikte enkel, gekneusde enkel, lichte instabiliteit, terugkeer naar sport na enkelblessures

Gebruiksaanwijzing:

- Trek het verband als een sok om je voet, met de tekst van voren leesbaar.
- Trek de sok vervolgens in een positie waar hij comfortabel kan worden gedragen.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedsomloop niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig

worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommes moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION MALLEO COMFORT



English

Discription: The Malleo Comfort is a supportive and soothing support for sore ankles made of breathable, climate-friendly knitted material. Anatomically shaped with specially knitted parts on the flexion zone of the ankle. Provides compression, improves circulation, relieves pain and prevents stiffness.

Sizing:

SIZE	SIZE ANKLE	ART.NR.
S	19 - 21 cm	PO 31704 S
M	21 - 23 cm	PO 31704 M
L	23 - 25 cm	PO 31704 L
XL	25-27 cm	PO 31704 XL
XXL	27 - 29 cm	PO 31704 XXL



Indications: Ankle sprain, Bruised ankle. Slight instability, Return to sport after ankle injuries

Manual:

- Pull the bandage around your foot like a sock, with the text legible from the front.
- Then pull the sock into a position where it can be worn comfortably.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your physician. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided. This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT MALLEO COMFORT



French

Description: Le Malleo Comfort est un support de soutien et apaisant pour les chevilles douloureuses en matériau tricoté respirant et respectueux du climat. Forme anatomique avec des parties spécialement tricotées sur la zone de flexion de la cheville. Fournit une compression, améliore la circulation, soulage la douleur et prévient la raideur.

Dimensionnement:

MAAT	TOUR DE CHEVILLE	ART.NR.
S	19 - 21 cm	PO 31704 S
M	21 - 23 cm	PO 31704 M
L	23 - 25 cm	PO 31704 L
XL	25-27 cm	PO 31704 XL
XXL	27 - 29 cm	PO 31704 XXL



Indications: Entorse de la cheville, Cheville meurtrie, Légère instabilité, Reprise du sport après blessure à la cheville

Manuel d'utilisation:

1. Tirez le bandage autour de votre pied comme une chaussette, avec le texte lisible de l'avant.
2. Ensuite, tirez la chaussette dans une position où elle peut être portée confortablement.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité. Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION MALLEO COMFORT



Deutsch

die Beschreibung: Die Malleo Comfort ist eine stützende und beruhigende Stütze für schmerzende Knöchel aus atmungsaktivem, klimafreundlichem Strickmaterial. Anatomisch geformt mit speziell gestrickten Teilen an der Beugezone des Knöchels. Bietet Kompression, verbessert die Durchblutung, lindert Schmerzen und beugt Steifheit vor.

die Bemessung:

GRÖSSE	KNÖCHELGRÖSSE	ART.NR.
S	19 - 21 cm	PO 31704 S
M	21 - 23 cm	PO 31704 M
L	23 - 25 cm	PO 31704 L
XL	25 - 27 cm	PO 31704 XL
XXL	27 - 29 cm	PO 31704 XXL



Indikationen: Knöchelverstauchung, Knöchelprellung, Leichte Instabilität, Rückkehr zum Sport nach Knöchelverletzungen

Gebrauchsanweisung:

1. Ziehen Sie die Bandage wie eine Socke um den Fuß, wobei der Text von vorne lesbar ist.
2. Ziehen Sie dann die Socke in eine Position, in der sie bequem getragen werden kann.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan

Waschanleitung:

