



PRODUCTINFORMATIE TFCC BRACE



Dutch

Omschrijving: De Pro Orthic TFCC brace is een polsbandage voor het verminderen van Triangulaire FibroCartilage Complex (TFCC) gerelateerde klachten. Door het design van de brace, wordt er gezorgd dat er geen druk komt op de ulnakoep en er een optimale draagcomfort ontstaat.

Maatvoering:

MAAT	ZIJDE	ART.NR.
ÉÉN MAAT	LINKS	PO 319001
	RECHTS	



Indicaties: Triangulaire FibroCartilage Complex (TFCC)

Gebruiksaanwijzing:

1. Open de klittenbandsluitingen
2. De open zijde van de brace wordt aan de kant van de handrug geplaatst.
3. Zorg voor voldoende compressie door de klittenbandsluiting te sluiten. Let erop dat de brace niet te strak zit. Te veel compressie kan een verminderde doorbloeding veroorzaken.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pomades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION TFCC BRACE



English

Description: The Pro Orthic TFCC brace is a wrist bandage for reducing Triangular FibroCartilage Complex (TFCC) related complaints. Due to the design of the brace, it is ensured that there is no pressure on the ulna head and optimal wearing comfort is created.

Sizing:

SIZE	SIDE	ART.NR.
ONE SIZE	LEFT	PO 319001
	RIGHT	



Indications: Triangular FibroCartilage Complex (TFCC)

Manual:

1. Open the Velcro fasteners
2. The open side of the brace is placed on the back of the hand.
3. Provide adequate compression by closing the Velcro fastener. Make sure that the brace is not too tight. Too much compression can cause reduced blood flow.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with your doctor's advice and instructions. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT TFCC BRACE



French

Description: L'attelle Pro Orthic TFCC est un bandage au poignet pour réduire les plaintes liées au complexe triangulaire de fibrocartilage (TFCC). En raison de la conception de l'attelle, il est garanti qu'il n'y a pas de pression sur la tête du cubitus et un confort de port optimal est créé.

Dimensionnement:

DIMENSION	SOIE	ART.NR.
UNE DIMENSION	GAUCHE	PO 319001
	DROITE	



Indications: Complexe de fibrocartilage triangulaire (TFCC)

Manuel d'utilisation:

- Ouvrez les fermetures Velcro
- Le côté ouvert de l'orthèse est placé sur le dos de la main.
- Assurez une compression adéquate en fermant la fermeture Velcro. Assurez-vous que l'attelle n'est pas trop serrée. Une compression excessive peut entraîner une diminution du flux sanguin.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION TFCC BRACE



Deutsch

die Beschreibung: Die Pro Orthic TFCC-Orthese ist eine Handgelenkbandage zur Reduzierung von Beschwerden im Zusammenhang mit dem Triangular Fibro Cartilage Complex (TFCC). Durch das Design der Orthese wird sichergestellt, dass kein Druck auf den Ellenkopf ausgeübt wird und ein optimaler Tragekomfort entsteht.

die Bemessung:

GRÖSSE	SEIDE	ART.NR.
EINE GRÖSSE	LINKS	PO 319001
	RECHTS	



Indikationen: Dreieckiger Faserknorpelkomplex (TFCC)

Gebrauchsanweisung:

- Öffnen Sie die Klettverschlüsse
- Die offene Seite der Orthese wird auf den Handrücken gelegt.
- Stellen Sie sicher, durch Schließen des Klettverschlusses, für eine ausreichende Kompression. Achten Sie darauf, dass die Klammer nicht zu eng ist. Eine zu starke Kompression kann zu einer verminderten Durchblutung führen.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan.

Waschanleitung:

